

LAMPE STYLO - AMPOULE - LUXAMED®

Ref. D1.312.912

LUXAMED®



CE



 30/04/2026 00:56:13 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

LAMPE STYLO - AMPOULE - LUXAMED®**LUXAMED®****Ref. D1.312.912****Lampe stylo pour le diagnostic des yeux et de la gorge, longue durée de vie.**

Description

- Haute résistance de la lampe-stylo en ABS plastique
- Lumière blanc chaud, agréable aux yeux
- Tension : 3.0V
- Alim. : 2x piles alcalines AAA, incl.

Disponible en :

- Blanc : D1.212.912
- Bleu : D1.212.212
- Gris : D1.212.312
- Jaune : D1.212.512
- Kids : D1.312.912
- Noir : D1.212.112
- Rouge : D1.212.412
- Vert : D1.212.612

LAMPE STYLO - AMPOULE - LUXAMED®**Ref. D1.312.912****LUXAMED®****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	04260381963349	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-10	Température maxi	40
Humidité mini	10	Humidité maxi	90

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Kids
----------	------