

## BOÎTE À CATARACTE

Ref. IBOI403



## BOÎTE À CATARACTE

Ref. IBOI403



### Description

Cette boîte contient :

- Boîte inox, 20 x 10 x 5 cm -IS
- Blépharostat Bowman, 7 cm
- Ciseaux Iridectomie, courbes, 10 cm -IS, Holtex
- \*Ciseaux à Comée de Vannas, 10 cm, droits, mousses
- Ciseaux de Castroviejo, à comée, courbes, mousses, 10 cm
- Couteau à Cataracte Graefe 12cm/20mm
- Crochet Graefe à Iris, fin
- Pince Micro Halstead, 10 cm, droite, A/G, Holtex
- \*Pince à Fixer de Barraquer, 1 x 2 griffes obliques
- Pince à Fixer Elschmig, A/G, oblique
- \*Pince Dissection de Bishop-Hartmann, 8 cm, droite, S/G
- \*Pince Dissection de Bishop-Hartmann, 8 cm, droite, A/G
- Pince Dissection Graefe, fine, à iris, 10 cm, courbe, S/G
- \*Pince Hémostatique à tendre les fils de Wecker, 5 cm, droite
- \*Porte-aiguille Castroviejo, mousse, 14 cm, droit
- Spatule à Iris Castroviejo
- Spatule à Iris De Wecker
- Tapis en silicone, 20 x 30 cm

### Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040082660	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	10	Unité emballée / Hauteur (cm)	5
Unité emballée / Longueur (cm)	21	Unité emballée / Poids (kg)	1
Unité nue / Poids (kg)	1		

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1		
---------------------------	---	--	--

📅 30/04/2026 00:25:41 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.