

TROUSSE ELITE BAGS ISOTHERME/DIABÈTE DIABETIC

Ref. MEDIAB03_RC

ELITE BAGS



30/04/2026 00:17:44 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

TROUSSE ELITE BAGS ISOTHERME/DIABÈTE DIABETIC



Ref. MEDIAB03_RC

Trousse élégante comprenant différents compartiments et bandes élastiques pour transporter de manière organisée le kit du diabétique

Description

- 1 poche à filet (bandelettes de test, lancettes, etc)
- 1 poche avec fermeture à velcro
- 1 élastique pour auto piqueur
- 2 élastiques de différentes tailles (pour pots, solution de contrôle, etc)
- 1 élastique avec protecteur d'écran pour le lecteur de glucose
- 1 compartiment isotherme pour les stylos à insuline avec poche pour gel froid
- 1 poche plate à l'extérieur
- Des tireurs longs pour faciliter l'ouverture
- Matériau: Polyester gris bi ton
- Poids: 0,12 kg.
- Mesures : 17 x 10 x 6 cm / 0.95L
- Coloris : Gris (MEDIAB03), noir (MEDIAB03_N), bleu jean (MEDIAB03_B) ou rose (MEDIAB03_RC)
- Vendu vide

 30/04/2026 00:17:44 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

TROUSSE ELITE BAGS ISOTHERME/DIABÈTE DIABETIC



Ref. [MEDIAB03_RC](#)

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	8436564542465	Code douanier	4202.12.99.90
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	19	Unité nue / Largeur (cm)	6
Unité emballée / Hauteur (cm)	6	Unité nue / Hauteur (cm)	10
Unité emballée / Longueur (cm)	10	Unité nue / Longueur (cm)	17
Unité emballée / Poids (kg)	0.248	Unité nue / Poids (kg)	0.012
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Couleurs	Rose	Unité emballée / Quantité	1

 30/04/2026 00:17:44 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.