

BRASSARD PNI RÉUTILISABLE POUR VITALIMATE MINI

Ref. MONI011



CE



30/04/2026 01:38:18 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BRASSARD PNI RÉUTILISABLE POUR VITALIMATE MINI

Ref. MONI011

Les brassards PNI réutilisables du Vitalimate MINI

Description

Les brassards PNI du Vitalimate MINI sont confortables et existent en toutes les tailles pour tous types de patients.

- Brassard PNI réutilisable adulte (27-35cm) : ref MONI011
- Brassard PNI réutilisable adulte large (34-43cm) : ref MONI011A
- Brassard PNI réutilisable petit adulte (20.5-28cm) : ref MONI011G
- Brassard PNI réutilisable enfant (14-21.5cm) : ref MONI011C
- Brassard PNI réutilisable néonatal (10-15cm) : ref MONI011D
- Cuissard PNI réutilisable adulte (42-54cm) : ref MONI011B

Il existe aussi pour les nourrissons des brassards néonataux jetables.

BRASSARD PNI RÉUTILISABLE POUR VITALIMATE MINI

Ref. [MONI011](#)

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	6948309002421	Code douanier	9018193090
Garantie (mois)	6	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.08
Unité nue / Poids (kg)	0.075		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	55
Humidité mini	10	Humidité maxi	93

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

 30/04/2026 01:38:18 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.