

# CUISSARD MONOBLOC CONIQUE À 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GCCM105



31/03/2026 21:52:53 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# CUISSARD MONOBLOC CONIQUE À 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GCCM105

Le cuissard conique monobloc à un poche décontaminable!

## Description

Ces cuissards monobloc en PU sont **décontaminables**. De forme **conique** avec une seule poche ils sont composés d'un ensemble monobloc avec une fixation velcro.

Ils disposent d'un éventail de tailles identifiables par un code couleur sur la tubulure. (A: largeur de la poche; B: longueur de la poche, C longueur totale)

			A	B	C
• Cuissard adulte (GCCM104)	tubulure violette	10	62	76	
• Cuissard adulte L (GCCM105)	tubulure vert	10	76	90	
• Cuissard adulte XL (GCCM106)	tubulure grise	10	82	100	
• Cuissard adulte XXL (GCCM107)	tubulure rouge	10	107	122	

Les cuissards ne sont pas stérilisables mais peuvent être nettoyés à sec ou immergés en veillant à maintenir le connecteur (sur la tubulure) hors de l'eau.

# CUISSARD MONOBLOC CONIQUE À 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. [GCCM105](#)

## Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700468207733	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	France

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.2

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES