

CANULE TRACHÉALE DE JACKSON, 3 PIÈCES, N°3, DIA. 7 MM

Ref. IC42303



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040011578	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	5.4
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	3
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	8.2
Unité emballée / Poids (kg)	0.028	Unité nue / Poids (kg)	0.028

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 02/05/2026 11:36:54 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.