

# TROUSSE ELITE BAGS ISOTHERME/DIABÈTE DIABETIC

Ref. MEDIAB03\_B

**ELITE BAGS**



05/05/2026 00:20:20 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## TROUSSE ELITE BAGS ISOTHERME/DIABÈTE DIABETIC



Ref. MEDIAB03\_B

**Trousse élégante comprenant différents compartiments et bandes élastiques pour transporter de manière organisée le kit du diabétique**

### Description

- 1 poche à filet (bandelettes de test, lancettes, etc)
- 1 poche avec fermeture à velcro
- 1 élastique pour auto piqueur
- 2 élastiques de différentes tailles (pour pots, solution de contrôle, etc)
- 1 élastique avec protecteur d'écran pour le lecteur de glucose
- 1 compartiment isotherme pour les stylos à insuline avec poche pour gel froid
- 1 poche plate à l'extérieur
- Des tireurs longs pour faciliter l'ouverture
- Matériau: Polyester gris bi ton
- Poids: 0,12 kg.
- Mesures : 17 x 10 x 6 cm / 0.95L
- Coloris : Gris (MEDIAB03), noir (MEDIAB03\_N), bleu jean (MEDIAB03\_B) ou rose (MEDIAB03\_RC)
- Vendu vide

 05/05/2026 00:20:20 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# TROUSSE ELITE BAGS ISOTHERME/DIABÈTE DIABETIC



Ref. [MEDIAB03\\_B](#)

## Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	8436564542458	Code douanier	4202.12.99.90
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	19	Unité nue / Largeur (cm)	6
Unité emballée / Hauteur (cm)	6	Unité nue / Hauteur (cm)	10
Unité emballée / Longueur (cm)	10	Unité nue / Longueur (cm)	17
Unité emballée / Poids (kg)	0.248	Unité nue / Poids (kg)	0.012

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	30	Humidité maxi	85

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Bleu jean	Unité emballée / Quantité	1
----------	-----------	---------------------------	---

📅 05/05/2026 00:20:20 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.