

# TABOURET HOLTEX RÉGLABLE 5 ROULETTES PIED PLASTIQUE

Ref. OS007\_N



CE

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**I**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
2 ANS  
**2**  
2 YEARS  
GUARANTEE

STAINLESS  
**INOX**  
STEEL

05/05/2026 00:23:51 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# TABOURET HOLTEX RÉGLABLE 5 ROULETTES PIED PLASTIQUE



Ref. [OS007\\_N](#)

## Tabouret base plastique (assise 3,5 cm)

### Description

- Assise  $\varnothing$  : 43 cm, rembourrée en mousse très haute densité (30 kg / m<sup>3</sup>)
- Assise ignifugée (classement résistance au feu M1)
- Axe, tube  $\varnothing$  : 5,5 cm en inox
- Piètement en plastique noir à 5 branches  $\varnothing$  : 58 cm, très stable avec roulettes doubles
- Hauteur ajustable par simple pression et par piston à gaz
- Variation de la hauteur de 53 à 70 cm
- Charge maximum : 150kg

Tabouret assorti au divan OSA003 (plusieurs couleurs disponibles pour les deux modèles)

- Existe en Noir (OS007\_N) et Lavande (ref: OS007\_L)

### Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040162645	Code douanier	9402900000
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	17	Unité emballée / Hauteur (cm)	42
Unité emballée / Longueur (cm)	41	Unité emballée / Poids (kg)	6.2
Unité nue / Poids (kg)	5.2		

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Noir	Unité emballée / Quantité	1
----------	------	---------------------------	---

📅 05/05/2026 00:23:51 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.