

**BRASSARD SPENGLER / POCHE LIAN  
CLASSIC / COTON**

Ref. 332049



CE



05/05/2026 00:27:20 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# BRASSARD SPENGLER / POCHE LIAN CLASSIC / COTON



Ref. 332049

## Description

Brassard coton avec poche en caoutchouc haute résistance.  
 Tubulure jumelée 7,5 cm équipée de raccords rapides CPC.  
 Marquages normalisés.  
 Lavable à 30-40°.

Existe en taille XXS, XS, S, M, L

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446008772	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Indonésie

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	9	Unité emballée / Hauteur (cm)	2
Unité emballée / Longueur (cm)	13	Unité emballée / Poids (kg)	0.034

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 05/05/2026 00:27:20 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.