


BRASSARD POUR MOBI (XS À S) SPENGLER

Ref. 513711



05/05/2026 00:21:36 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BRASSARD POUR MOBI (XS À S) SPENGLER

Ref. 513711



Description

Pièce détachée :

- Motifs pédiatriques sur le brassard
- Les brassards disposent d'une entrée universelle LIFE LINK pour connecter la tubulure
- Les matériaux sélectionnés améliorent le nettoyage et la durabilité
- La nouvelle silhouette du brassard offre une lisibilité dégagée de l'index de taille du brassard

Tailles disponibles :

- XS bras d'une circonférence de 9 à 16 cm (513710)
- S bras d'une circonférence de 15 à 26 cm (513711)

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446028008	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.154

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1	Taille Américaine (XXS - XXL)	S
---------------------------	---	-------------------------------	---

📅 05/05/2026 00:21:36 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.