

## VAQUEZ-LAUBRY CLINIC (S À L) SPENGLER

Ref. 514202



**CE**  
**0459**

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**Im**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**2** ANS  
2 YEARS  
GUARANTEE

📅 04/05/2026 23:38:22 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## VAQUEZ-LAUBRY CLINIC (S À L) SPENGLER

Ref. 514202



**Pour contribuer à la lutte contre les infections nosocomiales : tensiomètre spécial prévention des contaminations croisées.**

### Description

Tensiomètre manobrassard conçu pour lutter contre les infections nosocomiales.

Son manomètre clipsé sur le brassard s'enlève aisément pour permettre la décontamination du brassard par immersion dans la plupart des solutions de désinfection du marché.

- Brassard-poche « monobloc » en polymex traité, confortable, indéformable et très résistant
- Bord souple et arrondi atraumatique
- Soudures hautes fréquences
- Grand cadran en ABS résistant aux chocs, poire grand volume
- Brassard taille S, M, L ou multibrassard
- Livré en trousse nylon

### Caractéristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446024758	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	France

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.41

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	20	Humidité maxi	85

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 04/05/2026 23:38:22 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.