



OTOSCOPE SPENGLER SMARTLED 5500

Ref. 570517B



📅 04/05/2026 23:16:05 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

OTOSCOPE SPENGLER SMARTLED 5500

Ref. 570517B



L'otoscope SMARTLED 5500 a été développé avec un objectif afin de permettre un diagnostic d'exception.

Description

- Technologie LED d'avant-garde :
 - Une luminance puissante de 50K lumens,
 - Une colorimétrie de 4000K, la plage parfaite pour l'observation,
 - Un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) de 95 sur 100 pour une restitution parfaite des couleurs.
- Fibre optique pour une illumination directe, homogène et sans refl et du canal auriculaire et du tympan
- Loupe grossissante x3

FACILE D'UTILISATION ET PRATIQUE

- Manche ergonomique
- Tête en ABS et Inox pour fixation sûre
- Clip de fixation avec interrupteur
- Ampoule sertie pour une plus grande fiabilité
- Ampoule LED d'une durée de vie de 50000 h

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Livré avec boîtier rigide composé de 2 piles LR6 AA, 8 spéculums (2,5mm et 4mm)

Existe en 3 coloris : noir (570517), corail (570517C), myrtille (570517B) et également en version pédiatrie (vert clair 570517P)

OTOSCOPE SPENGLER SMARTLED 5500

Ref. 570517B



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446041717	Code douanier	90189042
Garantie (mois)	36	Pays	Pakistan

MESURES


Unité emballée / Largeur (cm)	12	Unité emballée / Hauteur (cm)	4
Unité emballée / Longueur (cm)	20	Unité emballée / Poids (kg)	0.385
Unité nue / Poids (kg)	0.075		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	10	Humidité maxi	90

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Myrtille	Unité emballée / Quantité	1
----------	----------	---------------------------	---

 04/05/2026 23:16:05 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.