

MONTRE INFIRMIÈRE SPENGLER

Ref. 570651



Description

Montre infirmière, pour un look parfait avec le tensiomètre MOBI de SPENGLER

- En silicone souple, s'accroche facilement à la blouse
- Système «Stop & Go» pour économiser la pile
- 4 couleurs assorties au tensiomètre Mobi

📅 04/05/2026 23:17:48 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MONTRE INFIRMIÈRE SPENGLER

Ref. 570651



Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446029531	Code douanier	91021100
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.064

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Myrtille	Unité emballée / Quantité	1
----------	----------	---------------------------	---

 04/05/2026 23:17:48 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.