

STÉTHOSCOPE IDEAL + HOLTEX, ADULTE, PAVILLON DOUBLE

Ref. DH7073_RC



CE



05/05/2026 00:00:07 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

STÉTHOSCOPE IDÉAL + HOLTEX, ADULTE, PAVILLON DOUBLE

Ref. DH7073_RC



Le stéthoscope Ideal+ et ses différentes versions colorées

Description

- Stéthoscope à pavillon double métallique adulte (Ø : 45/30 mm)
- Bague anti-froid et pavillon de la couleur du tube
- Lyre en Aluminium incorporée à la tubulure
- Également disponible en pavillon simple pour adulte

Disponible en Bleu (DH7073_B), Noir (DH7073_N), Rouge (DH7073_R) ou Rose (DH7073_RC) pour la version pédiatrique (Ø : 35/30 mm)

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661041000106	Code douanier	9018908400
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	12	Unité emballée / Hauteur (cm)	4
Unité emballée / Longueur (cm)	25	Unité emballée / Poids (kg)	0.15

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	20	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Rose	Unité emballée / Quantité	1
----------	------	---------------------------	---

📅 05/05/2026 00:00:07 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.