

**OPHTHALMOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V
- LUXAMED**

Ref. F1.416.934

LUXAMED®



CE



04/05/2026 23:21:24 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

OPHTHALMOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V - LUXAMED

LUXAMED®**Ref. F1.416.934**

Ophthalmoscope format de poche, plusieurs coloris disponibles !

Description

- Valeurs de correction : + 20 bis - 20 D (\pm 1 2 3 4 6 8 10 15 20 D)
- 5 filtres différents disponibles : grand spot, petit spot, filtre vert, demi-lune et réticule
- Eclairage : LED
- Possibilité de faire varier l'intensité de la luminosité pour éviter l'éblouissement
- Arrêt automatique après 3 minutes
- Durée de vie des LED : environ 50 000 heures avec un courant constant
- Température de couleur : environ 4 200 K
- Design optimisé de la tête
- Manche composé de deux matériaux : aluminium et fibre de verre renforcé, compatible avec la tête d'otoscope et de dermatoscope LuxaScope LED
- Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF
- Inclus 2 piles alcalines AAA

Disponible en :

- Blanc : C1.516.914
- Bleu Clair : C1.516.934
- Fuschia : C1.516.974
- Jaune : C1.516.944
- Kids : C1.916.914
- Noir : C1.516.114
- Vert : C1.516.954
- Violet : C1.516.964

OPHTHALMOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V - LUXAMED

LUXAMED®

Ref. F1.416.934

Caractéristiques

| | | | |
|-----------------|----------------|--------------------|-----------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre | 04260381964384 | Code douanier | 90185090 |
| Garantie (mois) | 24 | Pays | Allemagne |

MESURES


| | | | |
|--------------------------------|------|-------------------------------|----|
| Unité emballée / Largeur (cm) | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg) | nc |
| Unité nue / Poids (kg) | 0.12 | | |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

| | | | |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | 5 | Température maxi | 40 |
| Humidité mini | 10 | Humidité maxi | 90 |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|----------|------------|
| Couleurs | Bleu clair |
|----------|------------|

 04/05/2026 23:21:24 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.