

# STÉTHOSCOPIES IDÉAL + HOLTEX, ADULTE, PAVILLON DOUBLE

Ref. DH7073\_B



04/05/2026 23:44:33 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# STÉTHOSCOPE IDEAL + HOLTEX, ADULTE, PAVILLON DOUBLE

Ref. DH7073\_B



Le stéthoscope Ideal+ et ses différentes versions colorées

## Description

- Stéthoscope à pavillon double métallique adulte (Ø : 45/30 mm)
- Bague anti-froid et pavillon de la couleur du tube
- Lyre en Aluminium incorporée à la tubulure
- Également disponible en pavillon simple pour adulte

Disponible en Bleu (DH7073\_B), Noir (DH7073\_N), Rouge (DH7073\_R) ou Rose (DH7073\_RC) pour la version pédiatrique (Ø : 35/30 mm)

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661041000076	Code douanier	9018908400
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	12	Unité emballée / Hauteur (cm)	4
Unité emballée / Longueur (cm)	25	Unité emballée / Poids (kg)	0.16

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	20	Humidité maxi	85

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Bleu	Unité emballée / Quantité	1
----------	------	---------------------------	---

📅 04/05/2026 23:44:33 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.