

BOÎTE INTUBATION ADULTE

Ref. IBOI350



CE

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2
2 YEARS
GUARANTEE

STAINLESS
INOX
STEEL

06/05/2026 00:42:47 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE INTUBATION ADULTE

Ref. IBOI350



Description

Cette boîte contient :

- Ouvre-Bouche Doyen, adulte
- Boîte inox, 28 x 14 x 6 cm (AI28146)
- Pince Magill, adulte, 24 cm
- Manche de Laryngoscope Macintosh
- Lame de Laryngoscope Macintosh, n°1, long 9,5 cm
- Lame de Laryngoscope Macintosh, n°2, long 11 cm
- Lame de Laryngoscope Macintosh, n°3, long 14 cm
- Coffret noir Vide laryngoscopes 4 lames

Caractéristiques

| | | | |
|-----------------|---------------|--------------------|----------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre | 3661040082462 | Code douanier | 90189090 |
| Garantie (mois) | 24 | Pays | Pakistan |

MESURES

| | | | |
|--------------------------------|-----|---------------------------|-----|
| Unité emballée / Largeur (cm) | 20 | Unité nue / Largeur (cm) | 14 |
| Unité emballée / Hauteur (cm) | 14 | Unité nue / Hauteur (cm) | 6 |
| Unité emballée / Longueur (cm) | 19 | Unité nue / Longueur (cm) | 28 |
| Unité emballée / Poids (kg) | 2.2 | Unité nue / Poids (kg) | 2.2 |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

| | | | |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini | NA | Humidité maxi | NA |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---------------------------|---|
| Unité emballée / Quantité | 1 |
|---------------------------|---|