

# SPÉCULUMS AURICULAIRES, 250 PCS, DIA. 2.5 MM, NOIR, ENFANT, SPENGLER

Ref. L20747



06/05/2026 22:43:49 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# SPÉCULUMS AURICULAIRES, 250 PCS, DIA. 2.5 MM, NOIR, ENFANT, SPENGLER



Ref. L20747

Dispositifs auriculaires pour une otoscopie précise et sécurisée.

## Description

Boîte de 250.  
 Pour enfant, à usage unique,  
 Noir,  
 Ø 2,5 mm  
 Universel, compatible toutes marques  
 Boite avec bec distributeur pour accès facilité aux spéculums

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446031268	Code douanier	3926909760
Pays	Suède		

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	9	Unité emballée / Hauteur (cm)	11
Unité emballée / Longueur (cm)	11	Unité emballée / Poids (kg)	0.14

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1		
---------------------------	---	--	--

📅 06/05/2026 22:43:49 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.