

## BOÎTE INTUBATION ADULTE

Ref. IBOI350



14/05/2026 22:31:24 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## BOÎTE INTUBATION ADULTE

Ref. IBOI350



### Description

Cette boîte contient :

- Ouvre-Bouche Doyen, adulte
- Boîte inox, 28 x 14 x 6 cm (AI28146)
- Pince Magill, adulte, 24 cm
- Manche de Laryngoscope Macintosh
- Lame de Laryngoscope Macintosh, n°1, long 9,5 cm
- Lame de Laryngoscope Macintosh, n°2, long 11 cm
- Lame de Laryngoscope Macintosh, n°3, long 14 cm
- Coffret noir Vide laryngoscopes 4 lames

### Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040082462	Code douanier	90189090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	20	Unité nue / Largeur (cm)	14
Unité emballée / Hauteur (cm)	14	Unité nue / Hauteur (cm)	6
Unité emballée / Longueur (cm)	19	Unité nue / Longueur (cm)	28
Unité emballée / Poids (kg)	2.2	Unité nue / Poids (kg)	2.2

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 14/05/2026 22:31:24 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## BOÎTE INTUBATION ADULTE

Ref. IBOI350



### Composition

Ref	Désignation	Quantité
AI28146	Boîte inox, 28 x 14 x 6 cm -IS	1
DS03408	Lame de Laryngoscope Macintosh, n°3, long 130 mm Holtex	1
ID03602	Ouvre-Bouche Doyen, adulte	1
ZZNOTI01	Notice entretien laryngoscopes	1
IP18524	Pince Magill, adulte, 24 cm -IS	1
DS03405	Manche de Laryngoscope Standard Macintosh Holtex	1
DS03406	Lame de Laryngoscope Macintosh, n°1, long 92 mm Holtex	1
DS03407	Lame de Laryngoscope Macintosh, n°2, long 100 mm Holtex	1
DS03428	Coffret Vide Laryngoscope 3 ou 4 lames MACINTOSH traditionnel- Holtex	1

 14/05/2026 22:31:24 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.