

## LAMPE LITESTICK SPENGLER

Ref. 570622



CE



 18/05/2026 00:24:33 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## LAMPE LITESTICK SPENGLER

Ref. 570622



Lampe médicale stylo, conçue pour les examens cliniques de proximité.


### Description

Cette lampe est conçue pour l'auscultation générale.

- Eclairage LED pour lumière froide, blanche et intense identique à la lumière naturelle
- Robuste, fabrication en aluminium
- Compacte et légère
- Bouton interrupteur
- Livrée avec 2 piles LR03 AAA

### Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446009878	Code douanier	9018908400
Garantie (mois)	24		
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	5	Unité emballée / Hauteur (cm)	5
Unité emballée / Longueur (cm)	20	Unité emballée / Poids (kg)	0.046
Unité nue / Poids (kg)	0.015		
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	-10	Température maxi	40
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Couleurs	Vert	Unité emballée / Quantité	1

 18/05/2026 00:24:33 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.