


# MARTEAU À RÉFLEXES BABINSKI SPENGLER, ADULTE, 25 CM

Ref. M05-320-250



18/05/2026 01:05:30 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# MARTEAU À RÉFLEXES BABINSKI SPENGLER, ADULTE, 25 CM



Ref. M05-320-250

Marteau à réflexes BABINSKI Spengler - tête avec deux positions possibles

## Description

- Manche avec pointe sur la vis
- Tête dévissable 2 positions
- Longueur 25 cm
- Existe en coloris bleu (M05-320-260), noir (M05-320-250) et rouge (M05-320-280)

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446010652	Code douanier	9018908400
Garantie (mois)	60	Pays	Pakistan

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	25
Unité emballée / Poids (kg)	0.089	Unité nue / Poids (kg)	0.089

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Noir	Unité emballée / Quantité	1
----------	------	---------------------------	---

📅 18/05/2026 01:05:30 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.