

TROUSSE ISOTHERME POUR DIABÉTIQUE ELITE BAGS DIA

Ref. [MEDIA02_A](#)

ELITE BAGS



19/05/2026 00:07:55 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

TROUSSE ISOTHERME POUR DIABÉTIQUE ELITE BAGS DIA



Ref. [MEDIA02_A](#)

Trousse conçue en tenant compte de l'éventail des malades atteints de diabète

Description

- Double compartiment isotherme permettant de préserver les produit au frais
- Inclus un gel froid réutilisable
- Matériel : tissu 420D
- Poids : 130 g
- Mesures extérieures : 19 x 10 x 5 cm / 0,95 l
- Capacité max. recommandée : 600 g
- Existe en bleu (ref: MEDIA02_B) ou argenté (ref : MEDIA02_A)
- Vendue vide

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	8436564540744	Code douanier	4202.12.99.90
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	20	Unité nue / Largeur (cm)	10
Unité emballée / Hauteur (cm)	3	Unité nue / Hauteur (cm)	5
Unité emballée / Longueur (cm)	14	Unité nue / Longueur (cm)	19
Unité emballée / Poids (kg)	0.25	Unité nue / Poids (kg)	0.13

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Argenté	Unité emballée / Quantité	1
----------	---------	---------------------------	---

📅 19/05/2026 00:07:55 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.