

# STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER PÉDIATRIQUE DOUBLE PAVILLON

Ref. 507210



CE



22/05/2026 03:50:40 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER PÉDIATRIQUE DOUBLE PAVILLON



Ref. 507210

## Le stéthoscope polyvalent de Spengler

### Description

Pour l'auscultation pédiatrique.

- Double pavillon en acier inoxydable : adulte et cloche
- Membrane double fréquence :
  - Pression légère pour une écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque)
  - Pression ferme pour une écoute des hautes fréquences (pulmonaire)
- Lyre en acier inoxydable, légère, orientée à l'anatomie auriculaire
- Bague antifroid et embouts auriculaires confortables

Disponible en Noir ou Bleu Azur

Azur : Ref 507214

Noir : Ref 507210

### Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446009120	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	16	Unité emballée / Hauteur (cm)	4
Unité emballée / Longueur (cm)	32	Unité emballée / Poids (kg)	0.375

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Noir	Unité emballée / Quantité	1
----------	------	---------------------------	---

 22/05/2026 03:50:40 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.