

MALLETTE MÉDECIN ELITE BAGS DOCTOR - TISSU NOIR

Ref. MEDOCT03_N

ELITE BAGS



GARANTIE
2
ANS
2 YEARS
GUARANTEE



22/05/2026 02:46:57 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MALLETTE MÉDECIN ELITE BAGS DOCTOR - TISSU NOIR


Ref. [MEDOCT03_N](#)

 ELITE BAGS

Élément essentiel et professionnel du travail du médecin généraliste, dans le cadre de ses visites à domicile ou urgences

Description

- Fermeture à clé
- 3 compartiments extractibles
- Ampoulier isotherme avec 31 élastiques
- Compartiment transparent matelassé extractible avec séparateurs en velcro pour les instruments fragiles
- Mini-attache
- Porte-documents
- Bandoulière et anse
- Lanière pour positionnement sur un chariot
- Matériau : tissu 300D polyester haute tenacité
- Poids : 3.35 kg
- Mesures extérieures : 40 x 30 x 14 cm / 20.4 L
- Capacité max. recommandée : 4 kg
- Vendu vide

 22/05/2026 02:46:57 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MALLETTE MÉDECIN ELITE BAGS DOCTOR - TISSU NOIR



Ref. [MEDOCT03_N](#)

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	8436564540010	Code douanier	420212
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES


Unité emballée / Largeur (cm)	40	Unité nue / Largeur (cm)	30
Unité emballée / Hauteur (cm)	16	Unité nue / Hauteur (cm)	14
Unité emballée / Longueur (cm)	33	Unité nue / Longueur (cm)	40
Unité emballée / Poids (kg)	3.35	Unité nue / Poids (kg)	3.35

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 22/05/2026 02:46:57 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.