

MALLETTE ELITE BAGS MEDIC

Ref. MEMEDI02_N

ELITE BAGS



📅 22/05/2026 03:25:38 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MALLETTE ELITE BAGS MEDIC

Ref. MEMEDI02_N



Description

Mallette sportive sanitaire avec une conception pratique et confortable. Son organisation interne totalement adaptable grâce aux séparateurs extractibles en velcro, permet la rapide localisation du matériel en cas d'urgence médicale ou sportive.

- Anse matelassée avec fermeture velcro
 - Porte cartes
 - Structure renforcée avec ruban
 - Ampoulier isotherme avec 41 bandelettes élastiques
 - Porte documents
 - Poche externe de grande capacité avec des bandes élastiques et compartiments spacieux
 - Intérieur en structure en nid d'abeille réglable
 - Poche plate pour le porte documents
 - 2 poches plates à filets pour instruments
 - Poche externe pour les oblets personnels
 - Mesures : 50 x 25 x 31 cm
 - Capacité : 33,6L
 - Poids : 2,23 kg
 - Matériau : 1200D polyester. Lavable
 - Capacité max. recommandé : 12 kg
 - Chariot en option
 - Vendu vide
- Disponible en bleu (MEMEDI02_B) et noir (MEMEDI02_N)

 22/05/2026 03:25:38 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MALLETTE ELITE BAGS MEDIC

Ref. MEMEDI02_N



Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	8436564541987	Code douanier	420212
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	29	Unité nue / Largeur (cm)	25
Unité emballée / Hauteur (cm)	25	Unité nue / Hauteur (cm)	31
Unité emballée / Longueur (cm)	42	Unité nue / Longueur (cm)	50
Unité emballée / Poids (kg)	2.95	Unité nue / Poids (kg)	2.23

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Noir
----------	------

 22/05/2026 03:25:38 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.