

LAMPE STYLO - AMPOULE - LUXAMED®

Ref. D1.212.312

LUXAMED®



22/05/2026 03:14:10 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

LAMPE STYLO - AMPOULE - LUXAMED®

Ref. D1.212.312

LUXAMED®

Lampe stylo pour le diagnostic des yeux et de la gorge, longue durée de vie.

Description

- Haute résistance de la lampe-stylo en ABS plastique
- Lumière blanc chaud, agréable aux yeux
- Tension : 3.0V
- Alim. : 2x piles alcalines AAA, incl.

Disponible en :

- Blanc : D1.212.912
- Bleu : D1.212.212
- Gris : D1.212.312
- Jaune : D1.212.512
- Kids : D1.312.912
- Noir : D1.212.112
- Rouge : D1.212.412
- Vert : D1.212.612

LAMPE STYLO - AMPOULE - LUXAMED®

Ref. [D1.212.312](#)

LUXAMED®

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	04260381961765	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc
Unité nue / Poids (kg)	0.04		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-10	Température maxi	40
Humidité mini	10	Humidité maxi	90

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Gris
----------	------