

**LAMPE STYLO - AMPOULE - LUXAMED®**

Ref. D1.212.412

**LUXAMED®**



22/05/2026 01:58:37 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## LAMPE STYLO - AMPOULE - LUXAMED®

Ref. D1.212.412

**LUXAMED®**

**Lampe stylo pour le diagnostic des yeux et de la gorge, longue durée de vie.**

### Description

- Haute résistance de la lampe-stylo en ABS plastique
- Lumière blanc chaud, agréable aux yeux
- Tension : 3.0V
- Alim. : 2x piles alcalines AAA, incl.

Disponible en :

- Blanc : D1.212.912
- Bleu : D1.212.212
- Gris : D1.212.312
- Jaune : D1.212.512
- Kids : D1.312.912
- Noir : D1.212.112
- Rouge : D1.212.412
- Vert : D1.212.612

## LAMPE STYLO - AMPOULE - LUXAMED®

Ref. D1.212.412

**LUXAMED®**

### Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	04260381961772	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc
Unité nue / Poids (kg)	0.04		

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-10	Température maxi	40
Humidité mini	10	Humidité maxi	90

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Rouge
----------	-------