

TENSIOMÈTRE ELECTRONIQUE POIGNET NEOTENS® NOMAD SPENGLER

Ref. NEO100



CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
3
3 YEARS
3 ANS
GUARANTEE



22/05/2026 01:34:43 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

TENSIOMÈTRE ELECTRONIQUE POIGNET NEOTENS® NOMAD SPENGLER



Ref. NEO100

NEOTENS® NOMAD : la précision Spengler dans un format compact et nomade !

Description

Le NEOTENS® NOMAD de Spengler est un tensiomètre électronique au poignet conçu pour associer fiabilité, confort et praticité dans toutes les situations, que ce soit en cabinet, lors de visites médicales ou à domicile.

Avec son design ultra-compact (70.9 x 70.9 x 26.5 mm) et son poids plume de seulement 96g, il se transporte facilement tout en offrant une précision clinique conforme aux normes européennes (dispositif médical de classe IIa, marquage CE)

Le NEOTENS® NOMAD de Spengler est également recommandé par l'organisme STRIDE BP.

- **Affichage** : écran LCD clair (32.5 x 40.5 mm)

- **Méthode de mesure** : Oscillométrique avec mesure à la montée pour un confort optimal

- **Plage de mesure** :

Pression systolique : 60 - 260 mm Hg

Pression diastolique : 40 - 200 mm Hg

Pouls : 30 - 199 battements/minute

- **Précision** : ± 3 mm Hg (pression) ; ± 5 % (pouls)

- **Mémoire intégrée** : 50 mesures horodatées x 2 utilisateurs

- **Fonctions avancées** :

Détection de la fréquence cardiaque irrégulière

Indicateur de piles faibles

Arrêt automatique après 1 min d'inactivité

- **Alimentation** : 2 piles AAA (≈300 cycles de mesures)

- **Compatibilité** : Application mobile SPENGLER HTA pour un suivi simplifié (saisie manuelle ou photo)

- **Ergonomie** : Brassard poignet adapté aux circonférences de 13.5 à 21.5 cm

- **Robustesse** : Indice de protection IP22, conçu pour résister aux conditions de transport et d'usage quotidien

 22/05/2026 01:34:43 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

TENSIOMÈTRE ELECTRONIQUE POIGNET NEOTENS® NOMAD SPENGLER



Ref. NEO100

- **Garantie** : 3 ans (hors consommables)

Ce tensiomètre poignet associe **technologie et facilité d'utilisation**, offrant un suivi précis et rapide de la tension artérielle et du rythme cardiaque, idéal pour les professionnels de santé exigeants comme pour les patients en suivi.

Contenu de la boîte :

- 1 tensiomètre poignet NEOTENS® NOMAD
- 2 piles AAA (1.5 V, alcalines)
- 1 notice d'utilisation

le Neotens® Nomad est approuvé STRIDE BP

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	6942284608388	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	8	Unité emballée / Hauteur (cm)	10
Unité emballée / Longueur (cm)	9	Unité emballée / Poids (kg)	0.31
Unité nue / Poids (kg)	0.096		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-25	Température maxi	60
Humidité mini	NA	Humidité maxi	93

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

📅 22/05/2026 01:34:43 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.