

BRASSARDS SEULS POUR LIAN (HORS LIAN CLASSIC), TAILLE XXS À XL, SPENGLER

Ref. 334101



CE



Description

Brassard avec poche simple tubulure 60 cm équipée d'un raccord rapide à vis (embout mâle) pour Lian® NM, Lian® Métal, Lian® Nano, Lian® Scénic, Ergo Sphyg®, Lian® Couleur.
Lavables à 30-40°.

Existe en taille XXS, XS, S, M, L, XL, en coton ou nylon, rouge, gris, marine, noir ou motifs

23/05/2026 19:27:21 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BRASSARDS SEULS POUR LIAN (HORS LIAN CLASSIC), TAILLE XXS À XL, SPENGLER



Ref. 334101

Caractéristiques

| | | | |
|-----------------|---------------|--------------------|------------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre | 3700446001988 | Code douanier | 9018901000 |
| Garantie (mois) | 6 | Pays | Indonésie |

MESURES


| | | | |
|--------------------------------|----|-------------------------------|-------|
| Unité emballée / Largeur (cm) | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg) | 0.205 |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

| | | | |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini | NA | Humidité maxi | NA |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---------------------------|---|
| Unité emballée / Quantité | 1 |
|---------------------------|---|

 23/05/2026 19:27:21 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.