

## BRASSARDS SEULS POUR LIAN (HORS LIAN CLASSIC), TAILLE XXS À XL, SPENGLER

Ref. 334116




CE



### Description

Brassard avec poche simple tubulure 60 cm équipée d'un raccord rapide à vis (embout mâle) pour Lian® NM, Lian® Métal, Lian® Nano, Lian® Scénic, Ergo Sphyg®, Lian® Couleur.  
Lavables à 30-40°.

Existe en taille XXS, XS, S, M, L, XL, en coton ou nylon, rouge, gris, marine, noir ou motifs

 23/05/2026 18:32:44 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## BRASSARDS SEULS POUR LIAN (HORS LIAN CLASSIC), TAILLE XXS À XL, SPENGLER



Ref. 334116

### Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446028497	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Indonésie

#### MESURES


Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.155

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 23/05/2026 18:32:44 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.