


STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON

Ref. 507252



CE



23/05/2026 20:05:35 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON



Ref. 507252

Le Magister II est un stéthoscope professionnel très performant pour une auscultation polyvalente.

Description

HAUTE QUALITÉ ACOUSTIQUE

- Membrane flottante multifréquences
- Pression légère = écoute des basses fréquences (vasculaires et cardiaques)
- Pression ferme = écoute des hautes fréquences (pulmonaires)
- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres en aluminium

CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie
- Indicateur de pavillon

Disponible en version Silver (507251), Black (507261), Myrtille (507262) et Corail (507252)

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Pression atmosphérique : 700-1060 hPa

Température : -10° à 40° C

Humidité : 95% max


STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON



Ref. 507252

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446042134	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	16	Unité emballée / Hauteur (cm)	4
Unité emballée / Longueur (cm)	32	Unité emballée / Poids (kg)	0.43
Unité nue / Poids (kg)	0.105		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-10	Température maxi	40
Humidité mini	NA	Humidité maxi	95
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Couleurs	Corail	Unité emballée / Quantité	1

 23/05/2026 20:05:35 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.