

STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON

Ref. 507261



23/05/2026 18:34:38 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON



Ref. 507261

Le Magister II est un stéthoscope professionnel très performant pour une auscultation polyvalente.

Description

HAUTE QUALITÉ ACOUSTIQUE

- Membrane flottante multifréquences
- Pression légère = écoute des basses fréquences (vasculaires et cardiaques)
- Pression ferme = écoute des hautes fréquences (pulmonaires)
- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres en aluminium

CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie
- Indicateur de pavillon

Disponible en version Silver (507251), Black (507261), Myrtille (507262) et Corail (507252)

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Pression atmosphérique : 700-1060 hPa

Température : -10° à 40° C

Humidité : 95% max

STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON



Ref. 507261

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446030292	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.425

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-10	Température maxi	40
Humidité mini	NA	Humidité maxi	95

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Noir	Unité emballée / Quantité	1
----------	------	---------------------------	---

 23/05/2026 18:34:38 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.