

# STÉTHOSCOPE SPENGLER PULSE II SIMPLE PAVILLON

Ref. 507702



CE



23/05/2026 19:31:04 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# STÉTHOSCOPE SPENGLER PULSE II SIMPLE PAVILLON



Ref. 507702

**Le stéthoscope indispensable. Poids minimal, performance maximale.**

## Description

### HAUTE QUALITÉ ACOUSTIQUE

- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres haute résolution
- Membrane haute résolution

### CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie
- Pavillon en aluminium pour réduire le poids

Disponible en couleur Carbone (507702), Myrtille (507700), Corail (507701) ou Rose Poudré (507703)

Existe en double pavillon (pavillon adulte et cloche).

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446029883	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.226

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Carbone	Unité emballée / Quantité	1
----------	---------	---------------------------	---

📅 23/05/2026 19:31:04 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.