

STÉTHOSCOPE SPENGLER PULSE II SIMPLE PAVILLON

Ref. 507703



CE



23/05/2026 18:01:57 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

STÉTHOSCOPE SPENGLER PULSE II SIMPLE PAVILLON



Ref. 507703

Le stéthoscope indispensable. Poids minimal, performance maximale.

Description

HAUTE QUALITÉ ACOUSTIQUE

- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres haute résolution
- Membrane haute résolution

CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie
- Pavillon en aluminium pour réduire le poids

Disponible en couleur Carbone (507702), Myrtille (507700), Corail (507701) ou Rose Poudré (507703)

Existe en double pavillon (pavillon adulte et cloche).

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446029890	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.226

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Rose Poudré	Unité emballée / Quantité	1
----------	-------------	---------------------------	---

📅 23/05/2026 18:01:57 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.