

**BRASSARD + POCHE 2T (60+10 CM  
RACCORD + POIRE COMPLÈTE)**

**Ref. 335111**



CE



## Description

Brassards avec poche double tubulure et raccord rapide (tube 60 cm + poire + robinet Classic, tube 10 cm + embout métal à vis mâle).

Existe en :

Adulte (M), nylon, velcro, noir (335111)

Adulte (L), nylon, noir (335101)

📅 25/05/2026 23:47:31 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# BRASSARD + POCHE 2T (60+10 CM RACCORD + POIRE COMPLÈTE)

Ref. 335111



## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446028435	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Indonésie

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.245

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 25/05/2026 23:47:31 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.