

# BRASSARD PNI SOFT CUFF® - 5 TAILLES

Ref. BT102S

CE

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**I**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**1** AN  
1 YEAR  
GUARANTEE



26/05/2026 00:04:17 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## BRASSARD PNI SOFT CUFF® - 5 TAILLES

Ref. BT102S

Les brassards Soft Cuff® tout confort !

### Description

Le brassard Soft Cuff® avec poche offre confort et douceur au patient.

- Adapté à tous types de patients avec 6 tailles disponibles (5 brassards et un cuissard)
- fait de Nylon oxford, une matière agréable au contact
- Sans latex

Compatibles avec le Lian Dessillons SPENGLER, les moniteurs COMEN et autres.

Disponibles en 5 tailles :

- BT101S taille nourrisson
- BT102S taille enfant
- BT103S taille petit adulte
- BT104S taille adulte
- BT105S taille large adulte

### SPENGLER MEDICAL S'ENGAGE DURABLEMENT!

Pour les brassards et cuissards Soft Cuff®, SPENGLER MEDICAL a remplacé l'emballage plastique par des enveloppes kraft certifiées FSC.

## BRASSARD PNI SOFT CUFF® - 5 TAILLES

Ref. BT102S

### Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700468215677	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	12	Pays	France

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	10	Température maxi	70
Humidité mini	10	Humidité maxi	100

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES