

TENSIOMÈTRE SPENGLER MAXI+3 SUR SOCLE À ROULETTES AVEC SET DE 3 BRASSARDS (S, M, L)

Ref. 522708



CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
Im
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 ANS
2 YEARS
GUARANTEE

27/05/2026 23:58:09 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

TENSIOMÈTRE SPENGLER MAXI+3 SUR SOCLE À ROULETTES AVEC SET DE 3 BRASSARDS (S, M, L)



Ref. 522708

La technologie SPENGLER dans un tensiomètre doté d'un cadran d'un diamètre de 147mm.

Description

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Double tubulure pour une montée en pression linéaire

CONFORT

- Ambidextre
- Mesure lisible à distance
- Tubulure spiralée de 2,5 mètres
- Poire ergonomique grand volume pour un gonflage rapide
- Panier de rangement derrière le cadran (disponible en option)
- Livré avec socle à roulettes ajustable de 95cm à 135 cm

BRASSARD

- Livré avec kit de 3 brassards (S, M,L), nylon

TENSIOMÈTRE SPENGLER MAXI+3 SUR SOCLE À ROULETTES AVEC SET DE 3 BRASSARDS (S, M, L)



Ref. 522708

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446031169	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	4.36
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

 27/05/2026 23:58:09 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.