

# BRASSARDS POLYESTER AUTOCLAVABLES DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GBS101


# DDM



CE

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**I**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**2**  
2 ANS  
2 YEARS  
GUARANTEE



28/05/2026 00:00:51 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## BRASSARDS POLYESTER AUTOCLAVABLES DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GBS101



Ces brassards pour Garrot DDM sont autoclavables

### Description

Les brassards pour garrots DDM sont en polyester. Ils sont désinfectables et autoclavables. Ils sont composés d'une poche amovible en silicone pour faciliter le passage dans l'autoclave.

Ceux là sont disponibles de forme droite.

Il existent en plusieurs tailles

#### Dimensions de la poche en cm

Brassard nourrisson (GBS101)	19 x 4 cm
Brassard enfant (GBS102)	26.5 x 5 cm
Brassard petit adulte (GBS103)	35.5 x 6 cm
Brassard adulte (GBS104)	53 x 6 cm

**BRASSARDS POLYESTER AUTOCLAVABLES  
DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM**

Ref. GBS101



**Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700468203476	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	France

**MESURES**

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES**

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

28/05/2026 00:00:51 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.