

TROUSSE ISOTHERME POUR DIABÉTIQUE ELITE BAGS DIA

Ref. [MEDIA02_A](#)

ELITE BAGS



31/05/2026 18:29:15 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

TROUSSE ISOTHERME POUR DIABÉTIQUE ELITE BAGS DIA



Ref. [MEDIA02_A](#)

Trousse conçue en tenant compte de l'éventail des malades atteints de diabète

Description

- Double compartiment isotherme permettant de préserver les produit au frais
- Inclus un gel froid réutilisable
- Matériel : tissu 420D
- Poids : 130 g
- Mesures extérieures : 19 x 10 x 5 cm / 0,95 l
- Capacité max. recommandée : 600 g
- Existe en bleu (ref: MEDIA02_B) ou argenté (ref : MEDIA02_A)
- Vendue vide

Caractéristiques

| | | | |
|-----------------|---------------|--------------------|---------------|
| Marquage CE | AUCUN | Dispositif Médical | Non |
| Code barre | 8436564540744 | Code douanier | 4202.12.99.90 |
| Garantie (mois) | 24 | Pays | Chine |

MESURES

| | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------|------|
| Unité emballée / Largeur (cm) | 20 | Unité nue / Largeur (cm) | 10 |
| Unité emballée / Hauteur (cm) | 3 | Unité nue / Hauteur (cm) | 5 |
| Unité emballée / Longueur (cm) | 14 | Unité nue / Longueur (cm) | 19 |
| Unité emballée / Poids (kg) | 0.25 | Unité nue / Poids (kg) | 0.13 |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

| | | | |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini | NA | Humidité maxi | NA |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|----------|---------|---------------------------|---|
| Couleurs | Argenté | Unité emballée / Quantité | 1 |
|----------|---------|---------------------------|---|

📅 31/05/2026 18:29:15 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.