

BRASSARD POUR TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE NEOTENS® - SPENGLER

Ref. 527050



CE

DISPOSITIF MÉDICAL
CLASSE
I
MEDICAL DEVICE



31/05/2026 20:02:11 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BRASSARD POUR TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE NEOTENS® - SPENGLER

Ref. 527050

Gamme de brassards pour tensiomètre électronique NEOTENS®

Description

Les brassards du tensiomètre NEOTENS® sont très confortables et existent en 3 tailles :

- Brassard adulte ML (22-42 cm) pour NEOTENS® - Référence : 527051
- Brassard enfant S (16-24 cm) pour NEOTENS® - Référence : 527050
- Brassard adulte XL (40-55 cm) pour NEOTENS® - Référence : 527052

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	6976054540011	Code douanier	90262040
Pays	Chine		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	14	Unité emballée / Hauteur (cm)	2
Unité emballée / Longueur (cm)	18	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-25	Température maxi	60
Humidité mini	NA	Humidité maxi	90

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

 31/05/2026 20:02:11 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.