

BRASSARD POUR TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE NEOTENS® - SPENGLER

Ref. 527052



CE

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I
MEDICAL DEVICE



31/05/2026 19:45:44 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BRASSARD POUR TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE NEOTENS® - SPENGLER

Ref. 527052

Gamme de brassards pour tensiomètre électronique NEOTENS®

Description

Les brassards du tensiomètre NEOTENS® sont très confortables et existent en 3 tailles :

- Brassard adulte ML (22-42 cm) pour NEOTENS® - Référence : 527051
- Brassard enfant S (16-24 cm) pour NEOTENS® - Référence : 527050
- Brassard adulte XL (40-55 cm) pour NEOTENS® - Référence : 527052

Caractéristiques

| | | | |
|-------------|---------------|--------------------|----------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre | 6976054540158 | Code douanier | 90262040 |
| Pays | Chine | | |

MESURES

| | | | |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Unité emballée / Largeur (cm) | 20 | Unité emballée / Hauteur (cm) | 2 |
| Unité emballée / Longueur (cm) | 24 | Unité emballée / Poids (kg) | nc |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

| | | | |
|------------------|-----|------------------|----|
| Température mini | -25 | Température maxi | 60 |
| Humidité mini | NA | Humidité maxi | 90 |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

📅 31/05/2026 19:45:44 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.