

SAC À DOS SAUVETAGE EMERGENCY'S

Ref. MEEMER05_R

EMERGENCY'S™



GARANTIE
2
ANS
2 YEARS
GUARANTEE



📅 01/06/2026 22:55:25 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SAC À DOS SAUVETAGE EMERGENCY'S


Ref. MEEMER05_R

EMERGENCY'S™

Son ouverture à rabat pliable permet d'accéder aux outils nécessaires aux gestes des situations d'urgence

Description

- Poignée ergonomique principal avec velcro
- Grandes poches sur les deux côtés
- Bretelles et dos rembourrés, sac à dos réglable
- Grande poche avant, prête à accueillir un défibrillateur
- Intérieur spacieux pour un accès pratique et facile au matériel
- Compartiments internes avec maille et fenêtres transparentes pour l'organisation du matériel
- Dimensions extérieures : 37 x 45 x 21 cm/30L
- Matériau : 600D Polyester et PVC
- Poids : 1,22 kg
- Existe en version waterproof
- Vendu vide
- Existe en :
 - Bleu : MEEMER05_B
 - Rouge : MEEMER05_R

 01/06/2026 22:55:25 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SAC À DOS SAUVETAGE EMERGENCY'S

Ref. MEEMER05_R

EMERGENCY'S™

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	8436564540829	Code douanier	420299000
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	31	Unité nue / Largeur (cm)	37
Unité emballée / Hauteur (cm)	8	Unité nue / Hauteur (cm)	21
Unité emballée / Longueur (cm)	48	Unité nue / Longueur (cm)	45
Unité emballée / Poids (kg)	1.3	Unité nue / Poids (kg)	1.22

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Rouge	Unité emballée / Quantité	1
----------	-------	---------------------------	---

 01/06/2026 22:55:25 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.