

**DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V,  
GRADUÉ - LUXAMED®**

Ref. C1.516.944

**LUXAMED®**



**+ Graduation**

**CE**

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**I**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**2** ANS  
2 YEARS  
GUARANTEE



03/06/2026 01:41:12 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V, GRADUÉ - LUXAMED®

**LUXAMED®**

Ref. C1.516.944

Dermatoscope innovant en format de poche, avec plaque de contact graduée.

Disponible en plusieurs coloris.

### Description

- Eclairage : Anneau LED avec 6 LED (concentriques), pour une image très détaillée et une lumière homogène.
- Aucune maintenance car aucun changement d'ampoule nécessaire.
- Plaque de contact amovible pour un nettoyage facilité
- Zoom en continu avec un grossissement possible en X10 avec une image sans distorsion
- Design de la tête optimisé
- Possibilité de faire varier l'intensité de la luminosité pour éviter l'éblouissement
- Arrêt automatique après 3 minutes
- Durée de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
- Eclairage lumineux : environ 10 000 Lux
- Température de couleur : environ 4 200 K
- Manche composé de deux matériaux : aluminium et fibre de verre renforcé, compatible avec la tête de l'otoscope et d'ophtalmoscope Luxascope CCT
- Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF
- Alimentation : 2x piles alcalines AAA, incluses

Disponible en :

- Blanc : C1.516.914
- Bleu clair : C1.516.934
- Jaune : C1.516.944
- Fuschia : C1.516.974
- Jaune : C1.516.944
- Kids : C1.916.914
- Noir : C1.516.114
- Vert : C1.516.954
- Violet : C1.516.964

# DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V, GRADUÉ - LUXAMED®

**LUXAMED®**

Ref. C1.516.944

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	04260381963745	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne

### MESURES


Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	5	Température maxi	40
Humidité mini	10	Humidité maxi	90

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Jaune
----------	-------

 03/06/2026 01:41:12 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.