

**DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V,
GRADUÉ - LUXAMED®**

Ref. C1.516.954

LUXAMED®



+ Graduation

CE

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 YEARS
GUARANTEE



03/06/2026 01:19:29 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V, GRADUÉ - LUXAMED®

LUXAMED®

Ref. C1.516.954

Dermatoscope innovant en format de poche, avec plaque de contact graduée.

Disponible en plusieurs coloris.

Description

- Eclairage : Anneau LED avec 6 LED (concentriques), pour une image très détaillée et une lumière homogène.
- Aucune maintenance car aucun changement d'ampoule nécessaire.
- Plaque de contact amovible pour un nettoyage facilité
- Zoom en continu avec un grossissement possible en X10 avec une image sans distorsion
- Design de la tête optimisé
- Possibilité de faire varier l'intensité de la luminosité pour éviter l'éblouissement
- Arrêt automatique après 3 minutes
- Durée de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
- Eclairage lumineux : environ 10 000 Lux
- Température de couleur : environ 4 200 K
- Manche composé de deux matériaux : aluminium et fibre de verre renforcé, compatible avec la tête de l'otoscope et d'ophtalmoscope Luxascope CCT
- Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF
- Alimentation : 2x piles alcalines AAA, incluses

Disponible en :

- Blanc : C1.516.914
- Bleu clair : C1.516.934
- Jaune : C1.516.944
- Fuschia : C1.516.974
- Jaune : C1.516.944
- Kids : C1.916.914
- Noir : C1.516.114
- Vert : C1.516.954
- Violet : C1.516.964

**DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V,
GRADUÉ - LUXAMED®****LUXAMED®**Ref. C1.516.954**Caractéristiques**

| | | | |
|-----------------|----------------|--------------------|-----------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre | 04260381963752 | Code douanier | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24 | Pays | Allemagne |

MESURES

| | | | |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Unité emballée / Largeur (cm) | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg) | nc |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

| | | | |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | 5 | Température maxi | 40 |
| Humidité mini | 10 | Humidité maxi | 90 |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|----------|------|
| Couleurs | Vert |
|----------|------|