


BRASSARD SPENGLER / POCHE VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC

Ref. 330011



07/06/2026 16:16:17 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BRASSARD SPENGLER / POCHE VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC



Ref. 330011

Description

Brassard compatible Vaquez-Laubry® Classic taille S, M, L, en velcro ou à sangles, en polycoton avec poche caoutchouc. Couleur rouge, marine, gris

Adulte (M) coton, velcro, marine : 330012

Adulte (M) coton, velcro, gris : 330011

Adulte (M) coton, velcro, rouge : 330013

Adulte (M) marine, à sangles : 330112

Adulte (M) rouge, à sangles : 330113

Adulte (L) coton, velcro, marine : 330002

Enfant/petit adulte (S), coton, velcro, gris : 330021

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446028534	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	France

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.195

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 07/06/2026 16:16:17 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.