

BRASSARDS POLYESTER AUTOCLAVABLES DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GBS101


DDM



CE

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 ANS
2 YEARS
GUARANTEE



07/06/2026 17:22:58 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BRASSARDS POLYESTER AUTOCLAVABLES DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GBS101



Ces brassards pour Garrot DDM sont autoclavables

Description

Les brassards pour garrots DDM sont en polyester. Ils sont désinfectables et autoclavables. Ils sont composés d'une poche amovible en silicone pour faciliter le passage dans l'autoclave.

Ceux là sont disponibles de forme droite.

Il existent en plusieurs tailles

Dimensions de la poche en cm

Brassard nourrisson (GBS101)	19 x 4 cm
Brassard enfant (GBS102)	26.5 x 5 cm
Brassard petit adulte (GBS103)	35.5 x 6 cm
Brassard adulte (GBS104)	53 x 6 cm

07/06/2026 17:22:58 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**BRASSARDS POLYESTER AUTOCLAVABLES
DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM**

Ref. GBS101



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700468203476	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	France

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-10	Température maxi	40
Humidité mini	30	Humidité maxi	40

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

07/06/2026 17:22:58 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.