

# MONITEUR COMEN NC6 PNI+SPO2+ECRAN TACTILE

Ref. BCMONI20


## COMEN



**CE**  
1639

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**II<sub>b</sub>**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**2** ANS  
2 YEARS  
GUARANTEE



07/06/2026 16:21:18 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# MONITEUR COMEN NC6 PNI+SPO2+ECRAN TACTILE

# COMEN

Ref. BCMONI20

Le moniteur de signes vitaux NC6 , l'excellence dans le monitoring!

## Description

Le plus complet des moniteurs de signes vitaux ! Le moniteur NC6 de COMEN.

Précis et efficace il mesure les signes vitaux suivants: PNI, et SpO2 (une version avec température est aussi disponible; ref: BCMONI21)

Polyvalent il peut être utilisé dans tous les types d'environnements cliniques: en cabinet, lors de la visite du service, au triage d'urgence ainsi qu'en simple monitoring au lit du patient

Il mesure PNI et SpO2 avec une technologie de mesure à la montée pour la PNI qui donne une mesure très rapide (env 15s).

Il dispose aussi d'une fonction d'assistance clinique avancée de diagnostic qui propose le calcul de nombreux paramètres tels que:

- Les scores d'alerte précoce (MEWS, NEWS, NEWS2, PEWS)
- Le score de Glasgow
- le score de douleur
- Cardiopathie Congénitale Critique
- valeur cible
- Paramètre à rentrer manuellement

Son écran tactile de 8" (1024\*768) affiche des résultats et une interface très claire

Compact (env 3.5kg et mesurant 260x150x250mm) il est portable et convient à tous les environnements médicaux. Il peut être utilisé avec un socle à roulettes sur lequel peut être intégré une batterie de secours.

Contenu du pack:

# MONITEUR COMEN NC6 PNI+SPO2+ECRAN TACTILE

## COMEN

### Ref. BCMONI20

- un moniteur
- un brassard adulte (25-35cm)
- un capteur SpO2 adulte
- 1 rallonge de 2m pour brassard
- 1 câble secteur
- 1 manuel d'utilisation

Maintenance obligatoire tous les 2 ans

Ce moniteur est compatible avec nos brassards made in France: SoftCuff® et CLINIC®

## Caractéristiques

Marquage CE	CE1639	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3700446042493	Code douanier	9018199560
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	32	Unité emballée / Hauteur (cm)	33
Unité emballée / Longueur (cm)	34	Unité emballée / Poids (kg)	5.075
Unité nue / Poids (kg)	2.66		

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	10	Humidité maxi	95

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

📅 07/06/2026 16:21:18 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.