

## BRASSARD SPENGLER, POCHE VAQUEZ-LAUBRY NANO

Ref. 330210



10/06/2026 01:00:25 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# BRASSARD SPENGLER, POCHE VAQUEZ-LAUBRY NANO



Ref. 330210

## Description

Brassard compatible Vaquez-Laubry Nano, de couleur noir, en nylon Oxford noir avec poche caoutchouc double tubulure (11 cm et 60 cm), support de manomètre en croûte de cuir, fermeture par velcro.

Existe en taille S, M ou L

Enfant/Petit adulte (S), nylon, velcro, noir : 330220

Adulte (M), nylon, velcro, noir : 330210

Adulte (L), nylon, velcro, noir : 330200

## Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446028596	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Indonésie

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.18

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 10/06/2026 01:00:25 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.