


## BOÎTE ALUMINIUM, COLORÉE

Ref. AC1773\_R



10/06/2026 01:20:48 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## BOÎTE ALUMINIUM, COLORÉE

Ref. AC1773\_R



**Pratique pour le rangement des instruments de chirurgie.**

### Description

- Stérilisation à chaud ou à l'autoclave (134°-18 minutes)
- Ne pas laver dans un nettoyeur à ultrasons ni dans une machine à laver
- Attention : l'aluminium est incompatible avec certains produits de décontamination

Formats disponibles :

- 17 x 7 x 3 cm
- 18 x 9 x 3 cm
- 21 x 10 x 3 cm

Coloris disponibles :

- Azur (AC1893\_BC, AC1773\_BC, AC2113\_BC)
- Bleu (AC1773\_B, AC1893\_B, AC2113\_B)
- Doré (AC1773\_D, AC1893\_D, AC2113\_D)
- Rouge (AC1773\_R, AC1893\_R, AC2113\_R)
- Vert (AC1773\_V, AC1893\_V, AC2113\_V)

### Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040067377	Code douanier	90184990
Garantie (mois)	12	Pays	France

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	7	Unité emballée / Hauteur (cm)	3
Unité emballée / Longueur (cm)	17	Unité emballée / Poids (kg)	0.118
Unité nue / Poids (kg)	0.118		

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Rouge	Dimensions Boîtes	17 x 7 x 3 cm
----------	-------	-------------------	---------------

📅 10/06/2026 01:20:48 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.