

BOÎTE ALUMINIUM, COLORÉE

Ref. AC2113_R



CE



10/06/2026 01:01:50 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE ALUMINIUM, COLORÉE

Ref. AC2113_R



Pratique pour le rangement des instruments de chirurgie.

Description

- Stérilisation à chaud ou à l'autoclave (134°-18 minutes)
- Ne pas laver dans un nettoyeur à ultrasons ni dans une machine à laver
- Attention : l'aluminium est incompatible avec certains produits de décontamination

Formats disponibles :

- 17 x 7 x 3 cm
- 18 x 9 x 3 cm
- 21 x 10 x 3 cm

Coloris disponibles :

- Azur (AC1893_BC, AC1773_BC, AC2113_BC)
- Bleu (AC1773_B, AC1893_B, AC2113_B)
- Doré (AC1773_D, AC1893_D, AC2113_D)
- Rouge (AC1773_R, AC1893_R, AC2113_R)
- Vert (AC1773_V, AC1893_V, AC2113_V)

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040067476	Code douanier	90184990
Garantie (mois)	12	Pays	France

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	10	Unité emballée / Hauteur (cm)	3
Unité emballée / Longueur (cm)	22	Unité emballée / Poids (kg)	0.191
Unité nue / Poids (kg)	0.191		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Rouge	Dimensions Boîtes	21 x 10 x 3 cm
----------	-------	-------------------	----------------

📅 10/06/2026 01:01:50 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.